



**FSFDM01 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Occlusal, Large, Adultes




**FSFDM03 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Occlusal, Standard, Adultes




**FSFDM05 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Occlusal, Small, Enfants




**FSFDM02 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Latéral, Lingual, Adultes



**FSFDM04 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Latéral, Enfants



**FSFDM06 85.90 €**

Miroir en acier inoxydable,  
Front Surface, double-face  
Latéral, Universel



© Photo: Jan Kurtz-Hoffmann



© Photo: Jan Kurtz-Hoffmann

# Photo-Mirror-Demister

Le miroir anti-buée pour la photographie intra-orale  
Votre assistant pour l'information et le conseil éclairé de vos patients



# MIROIRS ANTI-BUÉE

## Caractéristiques et Avantages

### Désembuage de la surface du miroir par système de ventilation

- La puissance de ventilation peut être augmentée ou diminuée grâce aux touches +/- en fonction de la demande du patient et/ou des préférences du praticien.
- Le niveau de puissance de ventilation est indiqué par des LEDs.
- Après 30 secondes d'utilisation, le niveau de puissance sélectionné sera mémorisé pour la prochaine utilisation.

### Angulation du manche PM-Demister

- Manipulation plus confortable.
- Meilleur accès pour l'appareil-photo numérique.
- Peut être facilement tenu par le patient (permettant ainsi au praticien des prises de vue sans assistance).

### Amélioration du système de fixation des miroirs, en acier inoxydable

- Maintien sécurisé des miroirs.
- Les miroirs peuvent être fixés par n'importe quel côté.

### Nouveau matériau élaboré

- Contient des ions d'argent - pour un effet antibactérien.
- Peut être entièrement désinfecté à l'aide d'une lingette désinfectante.
- Pas de décoloration ni de changement de couleur, même après une utilisation répétée.
- Fabrication plus robuste.

### Eclairage LED

- Aide à la mise au point de l'appareil-photo numérique.
- N'éblouit pas le patient.
- Faisceau lumineux dispersif.

### Chargement de la batterie

- D'une très grande simplicité via un connecteur Micro-USB standard.
- Progression de chargement indiquée par LED rouge.
- Protection de la batterie contre la surcharge.
- Disponible en connexion européenne ou américaine.
- Remplacement facile de la batterie - batterie standard, utilisée dans de nombreux appareils-photo numériques de marques connues.
- Remplacement facile du chargeur - chargeur utilisé avec de nombreux smartphones, tablettes, etc. de marques connues.

### Miroirs en acier inoxydable

- Meilleure conductivité thermique que les miroirs en verre - adaptation très rapide à la température corporelle du patient.
- Résistance et longévité supérieures aux miroirs en verre.


### Divers accessoires pour plus de confort

- Cassette de stérilisation pour les miroirs - pour une facilité de stérilisation et de stockage.
- Ecarteurs en acier inoxydable - pour une durée de vie prolongée.

#### PMDECO 430.00 €

##### Kit ECONOMIQUE comprenant:


- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- 1 Miroir au choix



#### PMDECO+ 505.00 €

##### Kit ECONOMIQUE PLUS comprenant:

- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- 1 Miroir au choix
- 1 Ecarteur vestibulaire CRLA
- 2 Ecarte-joues Columbia CRC



#### PMDPRO 1250.00 €

##### Kit PROFESSIONNEL comprenant:

- Mallette de rangement
- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- Cassette de stérilisation PMDK03
- 4 Miroirs au choix
- 1 Ecarteur vestibulaire CRLA
- 2 Ecarte-joues Columbia CRC



#### PMDEVE 935.00 €

##### Kit EVERY comprenant:

- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- Cassette de stérilisation PMDK03
- 4 Miroirs au choix



#### PMDVAR 850.00 €

##### Kit VARIO comprenant:

- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- Cassette de stérilisation PMDK03
- 3 Miroirs au choix



#### PMDVAR+ 920.00 €

##### Kit VARIO PLUS comprenant:

- Manche pour miroirs / pièce à main
- Batterie Lithium-Ion et chargeur
- Mode d'emploi
- Cassette de stérilisation PMDK03
- 3 Miroirs au choix
- 1 Ecarteur vestibulaire CRLA
- 2 Ecarte-joues Columbia CRC

