

Panasil® soft / putty / fast set

Putty (type 0) afdrukmetaal (vinylpolysiloxaan) voor de 1 fase (soft) en de 2 fase (normaal/fase) techniek

Voordelen van het product

- Korte intraorale uithardingstijd van slechts 2 minuten.
- Verschillende uithardingstijden en hardheden.
- Goede elastische eigenschappen.
- Kleeft niet.
- Soepele karakteristiek.

Voordelen voor de tandarts

- Effectief werken, patiëntvriendelijk.
- Materiaalkeuze voor verschillende indicaties; korte uithardingstijd voor een snelle afdruk; gereduceerde hardheid voor probleemgevallen.
- Makkelijk uit te nemen.
- Comfortabele verwerking.
- Goed gedrag van het correctiemateriaal; makkelijk kneden.

meer comfort
'Quick set'

Verwerkings- en uithardingstijden

	totale verwerkingstijd	intraorale uithardingstijd	uithardingstijd
Panasil® putty soft	2 min.	2 min.	4 min.
Panasil® putty	2 min.	2 min.	4 min.
Panasil® putty fast set	1 min. 30 sec.	2 min.	3 min. 30 sec.

Omschrijving

Bestelcode

Panasil® putty soft	
Normale verpakking, 900 ml	11121
Economische verpakking, 4 x 900 ml	11123
Panasil® putty	
Normale verpakking, 900 ml	11101
Economische verpakking, 4 x 900 ml	11103
Panasil® putty fast set	
Normale verpakking, 900 ml	11141
Economische verpakking, 4 x 900 ml	11143
Panasil® adhesief, 10 ml	14201

